

DMD Ver1.4機能表

項番	メニュー & (ポップアップメニュー)	意味・用途	花粉			珪藻			プラント		有孔虫		
			ダイ	総合	累積	ダイ	総合	累積	ダイ	累積	ダイ	総合	
1	メニューコマンド		ファイル選択、印刷、終了										
	開く	選択対象ファイルの一覧表示&選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ダイアグラム選択	微化石の選択(Perfect editionのみ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	表選択	グラフの選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A3/A4	用紙サイズの切替、A3横/A4縦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	← → ↑ ↓	ページ切替(複数ページにわたる場合のみ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	出力	ダイアグラムの出力先の設定&出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ファイルへ出力	出力先の切替、プリンタ出力/ファイル出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	閉じる	表示中ファイルの処理終了	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	終了	プログラムの終了	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	(表選択)		各種グラフの選択										
	ダイアグラム	ダイアグラムの表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	累積ダイアグラム	累積ダイアグラムの表示(→8. 累積ダイアグラム設定)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	総合ダイアグラム	総合ダイアグラムの表示(→9. 総合ダイアグラム設定)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	組成表	組成表を出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	(スケール設定)		縦軸の表示設定										
	描画比率	グラフの縦軸比率の設定(初期値はA3に収まるように自動計算)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	上限深度	上限深度の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	下限深度	下限深度の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	数値目盛	縦軸の数値目盛間隔の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	補助目盛	縦軸の補助目盛間隔の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	(試料番号設定)		縦軸の表示値設定										
	試料番号表示	試料番号の間隔の選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ポイント	試料No.の左側に●を表示/非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	(名称設定)		横軸の化石種類コード/名称表示設定										
	コードNo.を表示しない	化石種類コードの表示/非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	名称を全頁に表示	複数ページ時名称表示の切替、全頁に表示/単頁表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	和名学名切替	化石種類名の切替、和名/学名	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	和名	全角半角全て使用可(ただし斜体文字にはならない)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
学名	半角英数と半角カタカナのみ使用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6	(ダイアグラム設定)		ダイアグラム表示に関する各種設定										
	コード非表示	化石種類コード毎にグラフ表示/非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	印表示	試料No.別に帯グラフの切替、""で表示/帯で表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	表示下限値	"*"表示の下限値の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	+印表示	+表示の下限値の切替、0.5%未満/1%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●で表示	+表示の切替、+で表示/●で表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラフ帯	帯グラフの切替、数値表示/帯で表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラフ幅	帯グラフの幅の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プラントオパール表示	帯の値の切替、数量/百分率	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	+表示をしない	グラフ表示の切替、+印で表示/帯で表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
数量凡例	凡例を10000/g、100/100g、100/gの中から選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7	(基数設定)		花粉ダイアグラムの基数に関する設定										
	基数設定	百分率の基数設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	(累積ダイアグラム設定)		累積ダイアグラム表示に関する設定										
	累積コード指定	累積ダイアグラムの表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	(総合ダイアグラム設定)		総合ダイアグラム表示に関する各種設定										
	非表示試料	グラフ毎に非表示にする試料No.の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	分類コード	表示する分類コードの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	分類名を全頁に表示	複数ページ時分類名表示の切替、全頁表示/単頁表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	非表示分類区分	非表示にする分類区分を指定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ダイアグラム	ダイアグラム表示の切替、表示/非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示位置	ダイアグラム表示位置の切替、左/右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10	(レンジ設定)		有孔虫ダイアグラム表示に関する各種設定										
	段階数	段階数を選択	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	しきい値	円のしきい値の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	凡例位置	凡例位置の切替、ダイアグラムの下/右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎:メニューが利用できるグラフの種類 ×:メニューが利用できないグラフの種類 ○:機能が利用できるグラフの種類 -:機能が利用できないグラフの種類
 プラント:プラント・オパール ダイ:ダイアグラム 総合:総合ダイアグラム 累積:累積ダイアグラム