

1. はじめに

このシステムは、文化財調査コンサルタント株式会社が微化石分析の解析にあたり、地質学的思考を助けるために開発したものです。中枢をなすソフト(Draw up Microfossil Diagram : D.M.D.)は模式柱状図と各種ダイアグラムを対応させ、画像ファイルとして出力するためのものです。

システムの開発にあたり、可能なだけ既存のパッケージソフトを使用することを考えました、当社の推奨パッケージソフトはMicrosoft社 Excel、Adobe社 Illustrator です (Illustrator で仕上げを行うためには、Acrobat Distiller が必要です。Illustrator 以外のドロー系画像処理ソフト、Acrobat Distiller 以外の PDF 仮想プリンタでの動作は保証いたしません。)。また、ペイント系画像処理ソフトで仕上げを行うこともできます。




図 1- 1D.M.D.システムのイメージ

必要システム

オペレーションシステム：Windows XP(日本語版)以降

CPU：インテル Pentium IIIまたは4クラスのプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ

メモリ：256 MB 以上の RAM(512 MB 以上推奨)

ハードディスク：820 MB 以上の空領域

ディスプレイ：1024 × 768 以上の解像度

ディスク装置：CD-ROM ドライブ

データ入力：Microsoft 社 Excel (97 以降)

仕上げ：Adobe 社 Illustrator (CS2 以降推奨)および Acrobat Distiller

ペイント系画像処理ソフト(Adobe 社 Photoshop など)

- ・ Windows、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Illustrator、Acrobat Distiller、Photoshop は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- ・ その他の社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。

2. プログラムのインストール

CD をディスクドライブに入れると、自動的にセットアップを開始します。開始しない場合は、ファイル「setup.exe」を指定して実行してください。

2- 1. 使用許諾契約

初めに、図 2- 1 の「使用許諾契約」が表示されます。

セットアップを開始する前に、使用許諾契約に同意していただく必要があります。

「同意する」をクリックすると、画面が図 2- 2 の「SETUP」に変わります。

2- 2. セットアップフォーム

インストールする場所を指定し(特に必要のない場合、このままの「場所指定」で行ってください。)**「OK」**をクリックすると、インストールが始まります。

指定した場所に旧バージョンの**「DMD」**というフォルダがある場合は、上書きインストールされ旧バージョンの**D.M.D.**が消えます。残しておく場合は、旧バージョンの**D.M.D.**のフォルダ名を変更してください。これで、セットアップが完了します。




図 2- 1 「使用許諾契約」画面



図 2- 2 「SETUP」画面

＜注意＞インストール後、インストールしたファイルやフォルダを移動すると、プログラムが正常に作動しなくなるおそれがあります。